

Anti-Calmodulin (Calm3) ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - P62158

商品番号: CM0015505

前書き

ヒトカルモジュリン（CALM3）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。カルシウムシグナル伝達および細胞制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALM3 Rabbit pAb
備考/別名	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	808
GeneID	808
免疫原	ヒトCALM3 (NP_001734.1) のアミノ酸1-149以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P62158
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ