

Wb、Elisa用 抗カルネキシン モノクローナル抗体 - P27824

商品番号: CM0010513

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用 カルネキシン
ウサギ
mAb。ヒトサンプルと反応。68kDaのカルネキシンタンパク質を標的とし、糖タンパク質の品質管理とタンパク質フォールディングに関与する重要な小胞体シャペロンです。細胞生物学および分子生物学研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルネキシン ウサギ mAb
備考/別名	CNX; P90; IP90; カルネキシン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	821
遺伝子ID	821
免疫原	合成ペプチド - ヒトカルネキシン (P27824) のアミノ酸493-592に相当する配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27824
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ