

Wb、If、Ihc、Elisa用 アンチカルネキシン ポリクローナル抗体 - P27824

商品番号: CM0018069

前書き

ヒトカルネキシン（CNX、IP90、P90）を標的とするウサギポリクローナル抗体。小胞体（ER）シャペロンです。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のカルネキシンを検出します。タンパク質フォーメーディングおよび品質管理の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Calnexin Rabbit pAb
備考/別名	CNX; P90; IP90; Calnexin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	821
GeneID	821
免疫原	ヒトカルネキシン（NP_001737.1）のアミノ酸500-592以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27824
タンパク質分子量	68 kDa
配送	氷袋