

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗カルパイン1ポリクローナル抗体 - P07384

商品番号: CM0018254



前書き

ヒトカルパイン1（CAPN1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格子モデリングおよびシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルパイン1ウサギpAb
備考／別名	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; カルパイン1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	823
GeneID	823
免疫原	ヒトカルパイン1（NP_005177.2）のアミノ酸355～530に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07384
タンパク質分子量	82kDa
配送	保冷バッグ