

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗カルパイン2 ウサギポリクローナル抗体 - P17655

商品番号: CM0027539



前書き

ヒトカルパイン2に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。カルパインを介したタンパク質分解とシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルパイン2 ウサギ pAb
備考/別名	CANP2; mCANP; CANPL2; CANPml; Calpain 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	824
GeneID	824
免疫原	組換えタンパク質 ヒトカルパイン2 (NP_001739.2) のアミノ酸520-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17655
タンパク質分子量	80kDa
輸送	氷袋