


抗カルポニン1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P51911

商品番号: CM0005579



前書き

ヒトCalponin

1（CNN1、SMCC）を対象としたウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。平滑筋収縮や細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Calponin 1 ウサギmAb
別名	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1264
免疫原	合成ペプチド（ヒトCalponin 1のアミノ酸198-297番、NP_001290.2）
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51911
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤梱包