


Wb、Elisa用 抗Calponin-1 ウサギポリクローナル抗体 - P51911

商品番号: CM0018808



前書き

組換え融合タンパク質を免疫原として作製された、Calponin-

1を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。

平滑筋研究におけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに最適です。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Calponin Rabbit pAb
備考／別名	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1264
遺伝子ID	1264
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCalponin (NP_001290.2) のアミノ酸200～297番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51911
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤