


抗カルレティキュリンモノクローナル抗体（KOバリデーション済）Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P27797

商品番号: CM0008871



前書き

マウス由来抗カルレティキュリンモノクローナル抗体、KOバリデーション済、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと反応します。タンパク質の折りたたみとカルシウム恒常性に関与する47kDaのERシャペロンであるCALRを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] カルレティキュリン マウスmAb
別名	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n; Calreticulin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	811
GeneID	811
免疫原	ヒトカルレティキュリン (NP_004334.1) のアミノ酸18〜203番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27797
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤