

抗カルレティキュリン ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - P27797

商品番号: CM0017778



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのカルレティキュリンに対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのカルレティキュリンを検出します。ERシャペロン機能、カルシウム恒常性、タンパク質フォールディングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルレティキュリン ウサギpAb
別名	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n; Calreticulin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	811
GeneID	811
免疫原	ヒトCalreticulin (NP_004334.1)のアミノ酸18-203番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27797
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤