

抗カルレチニンポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa対応） - P22676

商品番号: CM0029459

前書き

WB、IHC、IF、ELISAで検証済みのウサギ由来ポリクローナル抗カルレチニン抗体です。ヒト、マウス、ラット由来の32kDaタンパク質を検出し、カルシウム恒常性や神経可塑性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルレチニン ウサギpAb
備考/別名	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	794
遺伝子ID	794
免疫原	組換えタンパク質 ヒトカルレチニン（NP_001731.2）のアミノ酸1-271番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22676
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	保冷剤