

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗カルレチニン ウサギ モノクローナル抗体 - P22676

商品番号: CM0004135

前書き

32 kDaのカルシウム結合タンパク質であるカルレチニン（CALB2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。神経科学およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルレチニン ウサギ mAb
備考/別名	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	794
GeneID	794
免疫原	組換えタンパク質 ヒトカルレチニン（NP_001731.2）のアミノ酸1-271に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22676
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ