

抗カルセクエストリン1モノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P31415

商品番号: CM0002789

前書き

ヒトカルセクエストリン1（CASQ1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。カルシウム貯蔵と筋収縮の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルセクエストリン1 ウサギ mAb
備考/別名	CASQ; CSQ1; PDIB1; VMCQA; カルセクエストリン1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	844
遺伝子ID	844
免疫原	ヒトカルセクエストリン1（NP_001222.3）のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P31415
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ