


抗Camk1Dウサギポリクローナル抗体、Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q8Iu85

商品番号: CM0030608



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質CAMK1Dウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。予想分子量は43kDa。カルシウムシグナル伝達、キナーゼ機能、炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMK1D ウサギ pAb
別名	CKLiK; CaM-KI; CaMKID; CAMK1D
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	57118
GeneID	57118
免疫原	ヒトCAMK1D (NP_705718.1) の1-180アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IU85
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋梱包