


抗Camk1Dウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Iu85

商品番号: CM0013977



前書き

ヒトCAMK1Dに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示し、Ca²⁺/CaMキナーゼシグナル伝達や好中球機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMK1D ウサギpAb
別名	CKLiK; CaM-KI; CaMKID; CAMKID
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57118
免疫原	ヒトCAMK1D（NP_705718.1）のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IU85
タンパク質分子量	43kDa
配送方法	アイスバッグ