

## Wb、Elisa用 Anti-Camk1G ポリクローナル抗体 - Q96Nx5

商品番号: CM0025173



## 前書き

ヒトCAMK1G（CaMキナーゼIガンマ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経組織および末梢組織におけるカルシウム/カルモジュリン依存性シグナル伝達およびCREB1リン酸化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | CAMK1G ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名      | VWS1; CLICK3; CLICKIII; dJ272L16.1; CAMK1G             |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 57172                                                  |
| 遺伝子ID      | 57172                                                  |
| 免疫原        | ヒトCAMK1G (NP_065172.1)のアミノ酸217-476に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用         | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q96NX5                                                 |
| タンパク質分子量   | 53kDa                                                  |
| 発送         | 保冷バッグ                                                  |