


Anti-Camk2 Delta/Camk2 Gamma Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q13557 / Q13555

商品番号: CM0003270



前書き

CamelBioは、WB、IP、およびELISAで検証された抗CaMK2 delta/CAMK2

gammaウサギモノクローナル抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。この抗体は、心臓のCa²⁺

恒常性および興奮収縮連関において重要な役割を果たすキナーゼを標的とします。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	CaMK2 delta/CAMK2 gamma Rabbit mAb
備考/別名	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMK2 delta/CAMK2 gamma
種	ヒト
GeneID (ヒト)	817/818
GeneID	817/818
免疫原	ヒトCaMK2 delta/CAMK2 gamma (Q13554) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13557/Q13555
タンパク質分子量	73 kDa
配送	氷袋