


ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Camk2A ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uqm7

商品番号: CM0006816



前書き

ヒトCAMK2A（CaMKII alpha、54kDa）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、パラフィン切片免疫蛍光（IF-P）、ELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。シナプス可塑性、カルシウムシグナリング、キナーゼ活性の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMK2A ウサギ mAb
備考/別名	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	815
免疫原	ヒトCAMK2A (NP_741960.1) のアミノ酸201-300内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQM7
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ