


抗Camk2Aウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9Uqm7

商品番号: CM0020280



前書き

ヒトCAMK2A (CaMKIIα)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットで検証済み。シナプス可塑性や長期増強（LTP）に関する神経科学研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

項目	内容
製品名	CAMK2A ウサギpAb
備考/別名	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	815
免疫原	ヒトCAMK2Aのアミノ酸300-400番目付近の配列に対応する合成ペプチド (NP_741960.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQM7
タンパク質重量	54kDa
配送	アイスバッグ