

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Camk4 ポリクローナル抗体 - Q16566

商品番号: CM0029331



前書き

ヒトCAMK4（CaMKIV）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経科学、免疫学、カルシウムシグナル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CAMK4 ウサギ pAb
備考/別名	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	814
遺伝子ID	814
免疫原	ヒトCAMK4（NP_001735.1）の304-473アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16566
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ