

Anti-Camki ポリクローナル抗体、Wb・If/Icc・Elisa対応 - Q14012

商品番号: CM0026803



前書き

ヒトCaMKIを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスと交差反応性を示し、41kDaのタンパク質を認識します。カルシウムシグナル伝達、神経分化、細胞周期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CaMKI ウサギ pAb
別名	CAMKI; CaMKI
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8536
遺伝子ID	8536
免疫原	ヒトCaMKI (NP_003647.1) のアミノ酸271-370番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14012
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤梱包