

Anti-Camki Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q14012

商品番号: CM0004890



前書き

ヒト、マウス、ラットに反応性を示し、WBおよびELISAで検証されたCaMKIウサギmAb。カルシウム/カルモジュリン依存性シグナル伝達、神経発達、および細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CaMKI Rabbit mAb
備考/別名	CAMKI; CaMKI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8536
GeneID	8536
免疫原	合成ペプチド：ヒトCaMKI (NP_003647.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14012
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ