


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Camkiiデルタ (Camkd)

ウサギモノクローナル抗体 - Q13557

商品番号: CM0004372



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用のCaMKII
デルタ (CAMKD)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトおよび
マウスと交差反応性あり。心臓カルシウムシグナル伝
達および心不全の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CaMKIIデルタ ウサギ mAb
備考/別名	CAMKD; CaMKIIデルタ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	817
GeneID	817
免疫原	合成ペプチド: ヒトCaMKIIデルタ (Q13557) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13557
タンパク質分子量	56 kDa
輸送	保冷バッグ