


Wb、Elisa用 Anti-Camkii Delta ポリクローナル抗体 - Q13557

商品番号: CM0015392



前書き

ヒトCaMKII delta

(CAMKD)に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。マウスとの交差反応性あり。心筋および骨格筋におけるカルシウムシグナル伝達の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CaMKII delta ウサギ pAb
備考/別名	CAMKD; CaMKII delta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	817
GeneID	817
免疫原	ヒトCaMKII delta (NP_742125.1)のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13557
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ