


WbおよびElisa用抗Camkiiウサギモノクローナル抗体 - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

商品番号: CM0006696



前書き

CaMKII (CAMK2A/B/D/G) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのアイソフォームを認識します。シナプス可塑性、カルシウムシグナル伝達、キナーゼ活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CaMKIIウサギmAb
備考／別名	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	815/816/817/818
免疫原	ヒトCaMKII (NP_741960.1) のアミノ酸200～300に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
タンパク質分子量	54kDa/72kDa/56kDa/62kDa
輸送	保冷バッグ