


Anti-Camkii Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13554

商品番号: CM0003055



前書き

Western blot、IHC-P、ELISA用CaMKII beta (CaMKII、CAMK2、CAMKB) (Q13554) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経科学および筋肉研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CaMKII Rabbit mAb
備考/別名	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
種	ヒト
GeneID (ヒト)	816
GeneID	816
免疫原	ヒトCaMKII (Q13554) のアミノ酸550-650以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13554
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋