


## WbおよびElisa用抗Camkiiウサギポリクローナル抗体 - Q13554

商品番号: CM0020344



## 前書き

WBおよびELISAで検証済みのCaMKIIウサギpAb。  
ヒト、マウス、ラットに反応します。シナプス可塑性  
およびカルシウムシグナル伝達に参与するCaMKIIβサブ  
ユニットを標的とします。組換え免疫原、73  
kDa。神経科学および筋肉研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                             |
|------------|-----------------------------------------------|
| 製品名        | CaMKIIウサギpAb                                  |
| 別名         | CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII |
| 種          | ヒト                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 816                                           |
| 遺伝子ID      | 816                                           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                      |
| 由来         | ウサギ                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                     |
| 用途         | WB、ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                    |
| SWISS      | Q13554                                        |
| タンパク質分子量   | 73 kDa                                        |
| 輸送         | 保冷バッグ                                         |