


抗Camkk2ポリクローナル抗体、Wb・If/Icc・Elisa対応 - Q96Rr4

商品番号: CM0029280



前書き

ヒトCAMKK2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。神経シグナル伝達とAMPK活性化に関与するカルシウム/カルモジュリン依存性キナーゼであるヒトおよびマウスCAMKK2を検出します。神経科学および細胞シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMKK2 ウサギ pAb
別名	CAMKK; CAMKKB; CAMKK2
対象種	ヒト
遺伝子ID	10645
免疫原	ヒトCAMKK2 (NP_006540.3) のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96RR4
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤