

Wb、If/Icc、Elisa用抗Camkvポリクローナル抗体 - Q8Ncb2

商品番号: CM0023022

前書き

Westernプロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISA用のヒトCAMKV（CaMキナーゼ様小胞関連タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCAMKVを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMKVウサギpAb
備考／別名	IG5; VACAMKL; CAMKV
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79012
遺伝子ID	79012
免疫原	ヒトCAMKV（NP_076951.2）のアミノ酸1～285に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NCB2
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ