

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Camlgウサギポリクローナル抗体 - P49069

商品番号: CM0015760



前書き

ヒトCAMLG (CAML/GET2) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。CAMLGは、テールアンカードタンパク質の挿入およびカルシウムシグナル伝達における重要なメディエーターです。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMLGウサギpAb
備考/別名	CAML; GET2; CDG2Z; CAMLG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	819
遺伝子ID	819
免疫原	ヒトCAMLG (NP_001736.1) のアミノ酸1~190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49069
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスパック