


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Campポリクローナル抗体 - P49913

商品番号: CM0023295



前書き

ヒトCAMP（カテリシジン抗菌ペプチド、LL37）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。自然免疫および感染症の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMP Rabbit pAb
備考/別名	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	820
GeneID	820
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCAMP (NP_004336.3) のアミノ酸31-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49913
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋