


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Campウサギモノクローナル抗体 - P49913

商品番号: CM0006169



前書き

ヒトカテリシジン抗菌ペプチド（LL-37/hCAP-18）の検出用、高品質ウサギ抗CAMPモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。予測分子量19kDa。自然免疫および抗菌ペプチド研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMP ウサギ mAb
備考/別名	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	820
GeneID	820
免疫原	ヒトCAMP（NP_004336.4）のアミノ酸71-170に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49913
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ