

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Campウサギポリクローナル抗体 - P51437

商品番号: CM0027493

前書き

マウスCAMP（カテリシジン抗菌ペプチド、LL37）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。自然免疫および宿主防御研究に最適です。UniProt P51437。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAMP ウサギpAb
備考／別名	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	820
遺伝子ID	12796
免疫原	合成ペプチド：マウスCAMP（NP_034051.2）のアミノ酸73～172残基内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P51437
タンパク質分子量	19 kDa
発送方法	氷袋