

## Wb、If、Icc、Elisa用Anti-Camsap1ポリクローナル抗体 - Q5T5Y3

商品番号: CM0019374



### 前書き

ヒトCAMSAP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。微小管のマイナス端構造および神経突起伸長の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | CAMSAP1 Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名      | CDCBM12; CAMSAP1                                          |
| 種          | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 157922                                                    |
| 遺伝子ID      | 157922                                                    |
| 免疫原        | ヒトCAMSAP1 (NP_056262.3) のアミノ酸350-650に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース        | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                    |
| SWISS      | Q5T5Y3                                                    |
| タンパク質分子量   | 178kDa                                                    |
| 配送         | アイスバッグ                                                    |