


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Cand1 ポリクローナル抗体 - Q86Vp6

商品番号: CM0016049



前書き

ヒトCAND1（TIP120/TIP120A）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCAND1を検出します。ユビキチン-プロテアソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAND1 Rabbit pAb
備考/別名	TIP120; TIP120A; CAND1
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	55832
GeneID	55832
免疫原	ヒトCAND1（NP_060918.2）のアミノ酸750-980に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86VP6
タンパク質分子量	136kDa
配送	氷袋