

抗Cand2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O75155

商品番号: CM0019967



前書き

ヒトCAND2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチンリガーゼ複合体および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAND2ウサギpAb
備考／別名	Tp120b; TIP120B; CAND2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23066
遺伝子ID	23066
免疫原	ヒトCAND2（NP_001155971.1）のアミノ酸850～1000に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75155
タンパク質分子量	135kDa
発送	保冷バッグ