

Anti-Cant1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q8Wvq1

商品番号: CM0025287



前書き

ヒトCANT1（可溶性カルシウム活性化ヌクレオチダーゼ1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。ヒトサンプルにおけるカルシウム依存性ヌクレオチド代謝およびプロテオグリカン合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CANT1 Rabbit pAb
備考/別名	DBQD; EDM7; DBQD1; SCAN1; SHAPY; SCAN-1; CANT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124583
GeneID	124583
免疫原	ヒトCANT1 (NP_620148.1) のアミノ酸62-231に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WVQ1
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ