


Wb、Elisa用抗Cap1ポリクローナル抗体 - Q01518

商品番号: CM0018125



前書き

ヒトサンプルにおけるウェスタンブロット（WB）およびELISAでの検証済みCAP1ウサギポリクローナル抗体（Swiss-Prot Q01518）。アクチンダイナミクスと細胞極性の主要な調節因子であるアデニル酸シクラーゼ関連タンパク質1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAP1ウサギpAb
備考／別名	CAP; CAP1-PEN; CAP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10487
遺伝子ID	10487
免疫原	ヒトCAP1（NP_006358.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01518
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ