


抗Cap1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q01518

商品番号: CM0011164



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗CAP1ウサギモノクローナル抗体です。ヒトCAP1タンパク質（約52 kDa）を検出します。アクチン動態、細胞極性、mRNA局在の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAP1 ウサギmAb
別名	CAP; CAP1-PEN; CAP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10487
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01518
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋