


Anti-Capg Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - P40121

商品番号: CM0030303



前書き

ヒトマクロファージキャッピングタンパク質（CAPG）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン動態およびマクロファージ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] CAPG Rabbit pAb
備考/別名	MCP; AFCP; HEL-S-66; PG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	822
遺伝子ID	822
免疫原	ヒトCAPG (NP_001738.2) のアミノ酸1-348に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40121
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ