

Wb、Elisa用 Anti-Capn10 ポリクローナル抗体 - Q9Hc96

商品番号: CM0028761

前書き

CAPN10 ウサギ

pAbは、組換えヒトCAPN10タンパク質に対して作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、グルコース取り込みおよび2型糖尿病に関与するカルシウム調節プロテアーゼであるヒトカルパイン-10を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPN10 ウサギ pAb
備考/別名	CANP10; NIDDM1; CAPN10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11132
免疫原	ヒトCAPN10 (NP_075571.1) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HC96
タンパク質分子量	75kDa
輸送	保冷バッグ