

Wb、If/Icc、Elisa用抗Capn3ポリクローナル抗体 - P20807

商品番号: CM0017813



前書き

ヒトCAPN3（カルパイン-3/p94）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。筋タンパク質分解および肢帯型筋ジストロフィー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPN3 ウサギ pAb
備考/別名	p94; CAPN3; LGMD2; nCL-1; CANPL3; LGMD2A; LGMDD4; LGMDR1; CAPN3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	825
GeneID	825
免疫原	ヒトCAPN3 (NP_775111.1) のアミノ酸1～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P20807
タンパク質分子量	94kDa
輸送方法	保冷剤