

Capn5に対するポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O15484

商品番号: CM0030584



前書き

ヒトCAPN5に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。カルパイン機能や網膜疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPN5 ウサギpAb
備考/別名	VRNI; ADNIV; HTRA3; nCL-3; CAPN5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	726
遺伝子ID	726
免疫原	ヒトCAPN5 (NP_004046.2) のアミノ酸361～640番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15484
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	氷袋梱包