


Anti-Capn7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y6W3

商品番号: CM0019784



前書き

ヒトCAPN7に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。核内のカルシウム調節性チオールプロテアーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPN7 Rabbit pAb
別名	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23473
GeneID	23473
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCAPN7 (NP_055111.1) のアミノ酸20～220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6W3
タンパク質分子量	93kDa
輸送方法	氷袋