

Ihc-P、Elisa用Anti-Capn9ポリクローナル抗体 - O14815

商品番号: CM0021883



前書き

ヒトCAPN9（カルパイン-9、nCL-4）に対するウサギポリクローナル抗体。免疫組織化学（パラフィン包埋）およびELISAで検証済み。胃特異的プロテアーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPN9 Rabbit pAb
備考/別名	GC36; nCL-4; CAPN9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10753
遺伝子ID	10753
免疫原	ヒトCAPN9 (NP_006606.1) のアミノ酸391-690に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14815
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ