

Anti-Capn9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14815

商品番号: CM0014714



前書き

WB、ELISA用Anti-CAPN9

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCAPN9を認識します。CAPN9は、カルシウム調節プロテオリシスに参与する消化管特異的カルパイン（nC L-4）です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPN9 Rabbit pAb
備考/別名	GC36; nCL-4; CAPN9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10753
遺伝子ID	10753
免疫原	ヒトCAPN9 (NP_006606.1) のアミノ酸391-690に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14815
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスパック