


Wb、If/Icc、Elisa用抗Caprin1ポリクローナル抗体 - Q14444

商品番号: CM0025549



前書き

CAPRIN1に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光法/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ストレス顆粒形成とmRNA制御に関わるRNA結合タンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPRIN1 ウサギpAb
別名/略称	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
対象種	ヒト
遺伝子ID	4076
免疫原	ヒトCAPRIN1 (NP_005889.3) のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14444
タンパク質分子量	78kDa
輸送方法	保冷剤