


Wb、Elisa用抗Caprin2ウサギポリクローナル抗体 - Q6Imn6

商品番号: CM0022291



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗CAPRIN2ウサギポリクローナル抗体。Wntシグナル伝達とRNA代謝の重要な制御因子であるヒトおよびラットのCAPRIN 2（EEG1、CIQDC1）を検出します。癌、神経生物学、細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CAPRIN2 ウサギ pAb
別名	EEG1; EEG-1; CIQDC1; RNG140; CAPRIN2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65981
遺伝子ID	65981
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6IMN6
タンパク質分子量	126kDa
発送方法	保冷剤梱包