

Anti-Capza1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P52907

商品番号: CM0026630



前書き

WBおよびELISAで検証済みのCAPZA1ウサギポリクローナル抗体です。アクチンフィラメントの動態制御と細胞結合に関与するF-アクチンキャッピングタンパク質サブユニット α -1である、ヒト、マウス、ラットのCAPZA1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPZA1 Rabbit pAb
別名	CAPZ; CAZ1; CAPPA1; CAPZA1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	829
免疫原	ヒトCAPZA1 (NP_006126.1) のアミノ酸1-286番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52907
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤