

Capza2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P47755

商品番号: CM0021778

前書き

CAPZA2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。F-アクチンキャッピングタンパク質であるヒトおよびマウスのCAPZA2を検出します。アクチン細胞骨格および動態研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAPZA2 Rabbit pAb
別名	CAPZ; CAPP2; CAPZA2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	830
遺伝子ID	830
免疫原	ヒトCAPZA2 (NP_006127.1) のアミノ酸1~286番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47755
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋