


Anti-Carbonic Anhydrase 2 (CA2) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00918

商品番号: CM0016062



前書き

ヒト Carbonic Anhydrase 2 (CA2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適用可能。ヒトおよびマウスと反応します。二酸化炭素の水和、骨吸収、およびpH調節の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Carbonic Anhydrase 2 (CA2) Rabbit ウサギpAb
備考/別名	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Carbonic Anhydrase 2 (CA2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	760
遺伝子ID	760
免疫原	ヒト Carbonic Anhydrase 2 (CA2) (NP_000058.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00918
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ